

CALCRL Rabbit pAb

货号: B12281

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	52kDa
实测分子量	43kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,MCF7,Mouse kidney,Mouse liver,Rat liver
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 392-461 of human CALCRL (NP_005786.1).
序列	QAILRRNWNQYKIQFGNSFSNSEALRSASYTVSTISDGPGYSHDCPSEHLNGKSIHDIENVLLKPENLYN

靶点信息

研究背景	Receptor for calcitonin-gene-related peptide (CGRP together with RAMP1 and receptor for adrenomedullin together with RAMP3 (By similarity. Receptor for adrenomedullin together with RAMP2. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase.
基因ID	10203
基因名	CALCRL

Swiss	Q16602
别名	CALCRL;CGRPR;CRLR

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn