

# ZFAND3 Rabbit pAb

货号: B12303

产品信息

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Mouse,Rat                                                                                              |
| 宿主    | Rabbit                                                                                                 |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                             |
| 预测反应  | <b>WB:</b> Homo sapiens , Mus musculus                                                                 |
| 应用    | <a href="#">IHC</a>                                                                                    |
| 推荐浓度  | <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200                                                                               |
| 理论分子量 | 25kDa                                                                                                  |
| 实测分子量 | 27kDa                                                                                                  |
| 形式    | Liquid                                                                                                 |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                           |
| 阳性对照  | A-549,BT-474,293T                                                                                      |
| 细胞定位  |                                                                                                        |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                  |

抗原信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-227 of human ZFAND 3 (NP_068762.1).                                                                                                                       |
| 序列   | MGDAGSERSKAPSLPPRCPCGFWGSSKTMNLCSKCFADFQKKQPDDDSAPSTSNSQSDLFSEETTSDNNNTSITTPTLS<br>PSQQPLPTELNVTSPSKEECGPCTDTAHVSLITPTKRSCGTDSQSENEASPVKRPRLLENTSEETSRSKQKSRRRCFQC<br>QTKLELVQQELGSCRCGYVFCMLHRLPEQHDCTFDHMGRGREEAIMKMVKLDRKVGRSCQRIGEGCS |

靶点信息

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | Predicted to enable DNA binding activity and zinc ion binding activity. |
| 基因ID | 60685                                                                   |
| 基因名  | ZFAND3                                                                  |

|       |              |
|-------|--------------|
| Swiss | Q9H8U3       |
| 别名    | ZFAND3;TEX27 |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)