

IL22 Rabbit pAb

货号: **B12347**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	20kDa
实测分子量	16KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HL-60
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 34-179 of human IL22 (NP_065386.1).
序列	APISSHCRLDKSNFQQPYITNRTFMLAKEASLADNNTDVRLIGEKLFGVSMSERCYLMKQVLNFTLEEVLFPQSDRFQPYMQEVVPFLARLSNRLSTCHIEGDDLHIQRNVQKLKDTVKKLGESGEIKAIGELDLLFMSLRNACI

靶点信息

研究背景	Cytokine that contributes to the inflammatory response in vivo.
基因ID	50616
基因名	IL22

Swiss	Q9GZX6
别名	IL22;IL-21;IL-22;IL-D110;IL-TIF;ILTIF;TIFIL-23;TIFa;zcyto18

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn