

FAM3A Rabbit pAb

货号: B12426

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	21kDa/23kDa/25kDa
实测分子量	25kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of human FAM3A
序列	

靶点信息

研究背景	This gene encodes a cytokine-like protein. The expression of this gene may be regulated by peroxisome proliferator-activated receptor gamma, and the encoded protein may be involved in the regulation of glucose and lipid metabolism. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	60343
基因名	FAM3A

Swiss	P98173
别名	FAM3A;2.19;DLD;DXS560S;XAP-7

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn