

TERT Rabbit pAb

货号: B12465

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	88kDa/90kDa/120kDa/126kDa
实测分子量	88kDa/90kDa/120kDa/126kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Chromosome,Cytoplasm,Nucleus,PML body,nucleolus,nucleoplasm,telomere
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1000 to the C-terminus of human TE RT (NP_937983.2).
序列	NIYKILLQAYRFHACVLQLPFHQVWKNPTFFLRVISDTASLCYSILKAKNAGMSLGAKGAAGPLPSEAVQWLCHQAFLK LTRHRVTYVPLLGSLRTAQTQLSRKLPGTTLTALEAAANPALPSDFKTILD

靶点信息

研究背景	Telomerase is a ribonucleoprotein polymerase that maintains telomere ends by addition of the telomere repeat TTAGGG. The enzyme consists of a protein component with reverse transcriptase activity, encoded by this gene, and an RNA component which serves as a template for the telomere repeat. Telomerase expression plays a role in cellular senescence, as it is normally repressed in postnatal somatic cells resulting in progressive shortening of telomeres. Deregulation of telomerase expression in somatic cells may be involved in oncogenesis. Studies in mouse suggest that telomerase also participates in chromosomal repair, since de novo synthesis of telomere repeats may occur at double-stranded breaks. Alternatively spliced variants encoding different isoforms of telomerase reverse transcriptase have been identified; the full-length sequence of some variants has not been determined. Alternative splicing at this locus is thought to be one mechanism of regulation of telomerase activity.
基因ID	7015
基因名	TERT
Swiss	O14746
别名	TERT;CMM9;DKCA2;DKCB4;EST2;PFBMFT1;TCS1;TP2;TRT;hEST2;hTRT

产品验证



Western blot analysis of TERT expressed in human esophagus cancer,mouse heart using TERT Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn