

CFAP44 Rabbit pAb

货号: B12544

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	111kDa/213kDa
实测分子量	112kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	OVCAR3,22Rv1
细胞定位	Cell projection,cilium,flagellum
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-370 of human CFAP 44 (NP_001157968.1).
序列	SSSGEGIGVIGVHPHKTYFTVAEKGSFPDIIIEYPSLRPYRVLRDGTTEKGYAYVDFNYSGNLLASVGSNPDYTLTIWNWKE EQPILRTKAFSQEVFKVTFNPDKEEQLTSSGSGHIKFWEMAFFTFTGLKLQGSLSGRFGKTITTDIEGYMELPDGKVLGSEW GNMLLWEGGLIKVELCRGTSKSGCHNGPI

靶点信息

研究背景	Flagellar protein involved in sperm flagellum axoneme organization and function.
基因ID	55779
基因名	CFAP44

Swiss	Q96MT7
别名	CFAP44;WDR52

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn