

MTSS1 Rabbit pAb

货号: B12631

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	50kDa/79kDa/82kDa
实测分子量	115kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HT-29,U-87MG,Mouse liver,Mouse brain,Mouse heart,Rat liver
细胞定位	Cytoplasm,cytoskeleton
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 630-730 of human MTS S1 (NP_055566.3).
序列	LPAPPDGPEERGEHSPESPSVGEGPQGVTSMPSSMWSGQASVNPPLPGPKPSIPEEHRQAIPESAEDQEREPPSATVSP GQIPESDPADLSPRDTPQGED

靶点信息

研究背景	May be related to cancer progression or tumor metastasis in a variety of organ sites, most likely through an interaction with the actin cytoskeleton.
基因ID	9788
基因名	MTSS1

Swiss	O43312
别名	MTSS1;MIM;MIMA;MIMB

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn