

SIK2 Rabbit pAb

货号: B12889

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: mouse colon cells , Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	103kDa
实测分子量	129kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,SW620,A-549,HeLa,Jurkat,HepG2,Mouse fat,Mouse testis,Rat testis
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 827-926 of human SIK2 (NP_056006.1).
序列	PPPPPPRQGAAPAPLQFSYQTCELPSAASPAPDYPTPCQYPVDGAQQSDLTGPDCPRSPGLQEAPSSYDPLALSELPGLF DCEMLDAVDPQHNGYVLVN

靶点信息

研究背景	Phosphorylates 'Ser-794' of IRS1 in insulin-stimulated adipocytes, potentially modulating the efficiency of insulin signal transduction. Inhibits CREB activity by phosphorylating and repressing TORCs, the CREB-specific coactivators.
基因ID	23235

基因名	SIK2
Swiss	Q9H0K1
别名	SIK2;LOH11CR1I;QIK;SIK-2;SNF1LK2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn