

Phospho-JunB-S259 Rabbit pAb

货号: B13004

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus IF: Mus musculus
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:100
理论分子量	35kDa
实测分子量	45kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,HT-29+EGF
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S259 of human Phospho-JunB-S259
序列	

靶点信息

研究背景	Transcription factor involved in regulating gene activity following the primary growth factor response. Binds to the DNA sequence 5'-TGA[CG]TCA-3'.
基因ID	3726
基因名	JUNB

Swiss	P17275
别名	JUNB;AP-1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn