

PDCD2L Rabbit pAb

货号: B13062

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens IHC: Homo sapiens
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	39kDa
实测分子量	45kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,MCF7,SKOV3,BT-474,Mouse testis,Mouse brain,Mouse heart
细胞定位	cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-358 of human PDCD2 L (NP_115722.1).
序列	MAAVLKPVLLGLRDAPVHGSPTGPGAWTASKLGGIPDALPTVAAPRPVCQRCGQPLALVVQVYCPLGSPFHRLLHV FACACPGCSTGGARSWKVFERSQCLQVPEREAQDAQKQGNLAAEDWCEGADDWGS DTEEGPSPQFTLDFGNDASSAKDV DWTARLQDLRLQDAVLGAAHPVPPGLPLFLPYIICVADEDDYRDFVNLDHAHSLLRDYQQREGIAMDQLLSQSLPNDGD EKYEKTIKSGDQTFYKFMKRIAACQEILRYSWSGEPLFLTCTPTSEVTELPACSQCGGQRIFEFQLMPALVSMLKSANLGLS VEFGTILVYTCEKSCWPPNHQTPMEEFCIIQEDPDELLFK

靶点信息

研究背景	Over-expression suppresses AP1, CREB, NFAT, and NF-kB transcriptional activation, and delays cell cycle progression at S phase.
------	---

基因ID	84306
基因名	PDCD2L
Swiss	Q9BRP1
别名	PDCD2L

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn