

SLIRP Rabbit pAb

货号: B13097

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	12kDa
实测分子量	12kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,DU145,NIH/3T3,Mouse brain
细胞定位	Mitochondrion,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SLIRP (NP_112487.1).
序列	MAASAARGAAALRRSINQPVAFVRRIPWTAASSQLKEHFAQFGHVRRCILPFDKETGFHRGLGWVQFSSEEGLRNALQQE NHIIDGVKVQVHTRRPKLPQ

靶点信息

研究背景	
基因ID	81892
基因名	SLIRP

Swiss	Q9GZT3
别名	SLIRP;C14orf156;DC50;PD04872

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn