

RIF1 Rabbit pAb

货号: B13102

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	271kDa/274kDa
实测分子量	350kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,HeLa,293T,LO2
细胞定位	Chromosome,Cytoplasm,Nucleus,cytoskeleton,spindle,telomere
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 2173-2472 of human RIF1 (NP_060621.3).
序列	PLASPSTSILKRGCLKRSQEDEISSPVNKVRRVSFADPIYQAGLADDIDRRCSIVRSHSSNSSPIGKSVKTSPTTQSKHNTTSAKGFLSPGSRSPKFKSSKKCLISEMAKESIPCPTESVYPPLVNCVAPVDIILPQITSNMWARGLGQLIRAKNIKTIGDLSTLTASEIKTLPIRSPKVSINVKKALRIYHEQQVKTRGLEEIPVFDISEKTVNGIENKSLSPDEERLVSDIIDPVVALEIPLSKNLLAQISALALQLDSEDLHNYSGSQLFEMHEKLSCMANSVIKNLQSRWRSPSHENSI

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that shares homology with the yeast telomere binding protein, Rap1 interacting factor 1. This protein localizes to aberrant telomeres may be involved in DNA repair. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	55183

基因名	RIF1
Swiss	Q5UIP0
别名	RIF1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn