

PPP1R14B Rabbit pAb

货号: B13107

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	16kDa
实测分子量	16kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,A-431
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 68-147 of human PPP1R14B (NP_619634.1).
序列	RLNLEEWILEQLTRLYDCQEEEEIPELEIDVDELDMESDDARAARVKELLVDCYKPTEAFISGLLDKIRGMQKLSTPQKK

靶点信息

研究背景	Inhibitor of PPP1CA. Has over 50-fold higher inhibitory activity when phosphorylated (By similarity.
基因ID	26472
基因名	PPP1R14B

Swiss	Q96C90
别名	PPP1R14B;PHI-1;PLCB3N;PNG;SOM172

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn