

EIF3K Rabbit pAb

货号: B13172

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens IP: Homo sapiens
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:100 - 1:200
理论分子量	24kDa/25kDa
实测分子量	25kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,293T,SGC-7901,HeLa,THP-1,Rat testis
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-218 of human EIF3K (NP_037366.1).
序列	MAMFEQMRANVGKLLKGIDRYNPENLATLERYVETQAKENAYDLEANLAVLKLYQFNPAFFQTTVTAQILLKALTNLPHTDF TLCKCMIDQAHQEERPIRQILYLGDLLETCHFQAFWQALDENMDLLEGITGFEDSVRKFICHVVGITYQHIDRWLLAEMLGD LSDSQLKVWMSKYGWSADESGQIFICSQEESEIKPKNIVEKIDFDSVSSIMASSQ

靶点信息

研究背景	
基因ID	27335

基因名	EIF3K
Swiss	Q9UBQ5
别名	EIF3K;ARG134;EIF3-p28;EIF3S12;HSPC029;M9;MSTP001;PLAC-24;PLAC24;PRO1474;PTD001

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn