

GINS4 Rabbit pAb

货号: B13213

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Human
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	11kDa/26kDa
实测分子量	26kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,293T,HeLa,THP-1,Mouse thymus,Rat fat
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 108-207 of human GINS 4 (NP_115712.1).
序列	LEKEKTRPEGEPSSLSPEELAFAREFMANTESYLKNVALKHMPPNLQKVDLFRAVPKPDLSYVFLRVRRERQENILVEPDTD EQRDYVIDLEKGSQHLIR

靶点信息

研究背景	
基因ID	84296
基因名	GINS4

Swiss	Q9BRT9
别名	GINS4;SLD5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn