

SLC25A11 Rabbit pAb

货号: B13258

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:100 IF/ICC: 1:100 - 1:500
理论分子量	28kDa/34kDa
实测分子量	34KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293F,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Mitochondrion inner membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-314 of human SLC25A11 (NP_003553.2).
序列	MAATASAGAGGIDGKPRTPSPKSVKFLFGGLAGMGATVFVQPLDLVKNRMQLSGEGAKTREYKTSFHALTSILKAEGLRGIYTGLSAGLLRQATYTTTTRLGIYTVLFRERLTGADGTPPGFLLKAVIGMTAGATGAFVGTPEVALIRMTADGRLPADQRRGYK NVFNALIRITREEGVLTWLRGCIPTMARAVVVNAAQLASYSQSKQFLLDSGYFSDNILCHFCASMISGLVTTAASMPVDIAK TRIQNMRMIDGKPEYKNGLDVLFKVRYEGFFSLWKGFTPYYARLGPHTVLTFFLEQMKNKAYKRLFLSG

靶点信息

研究背景	The oxoglutarate/malate carrier transports 2-oxoglutarate across the inner membranes of mitochondria in an electroneutral exchange for malate or other dicarboxylic acids (summary by Iacobazzi et al., 1992 [PubMed 1457818]).[supplied by OMIM, Jan 2011]
------	---

基因ID	8402
基因名	SLC25A11
Swiss	Q02978
别名	SLC25A11;OGC;SLC20A4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn