

IL20RB Rabbit pAb

货号: B13276

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	neutralizing: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	16kDa/35kDa
实测分子量	35kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,HeLa,HepG2,Mouse brain,Mouse liver,Mouse pancreas,Mouse thymus,Rat brain,Rat liver
细胞定位	Membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 48-177 of human IL20R B (NP_653318.2).
序列	MKHLLMWSPVIAPGETVYYSVEYQGEYESLYTSHIWIPSSWCSLTEGPECDDVTDDITATVPYNLRVRATLGSQTSAWSILKHPFNRNSTILTRPGMEITKDG FHLVIELEDLGPQFEFLVAYWRREPGAE

靶点信息

研究背景	
基因ID	53833
基因名	IL20RB

Swiss	Q6UXL0
别名	IL20RB;DIRS1;FNDC6;IL-20R2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn