

IRAK2 Rabbit pAb

货号: B13408

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	69kDa
实测分子量	75kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,HeLa,HepG2,NCI-H460,Mouse liver,Mouse kidney,Rat lung
细胞定位	cytoplasm,cytosol,nucleus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human IRAK2 (NP_001561.3).
序列	MACYIYQLPSWVLDDLCRNMDALSEWDWMEFASYVITDLTQLRKIKSMERVQGV SITRELLWWWGMRQATVQQLVDLL CRLELYRAAQIILNWKPAPEIRCPIAFPD SVKPEKPLAASVRKAEDEQE EGQPVRMATFPGPGSSPARAHQPAFLQPPEED APHSLRSDLPTSSDSKDFST SIPKQEKLLSLAGDSLFWSEADV VQATDDFNQNRKISQGT FADVYRGHRHGKPFVFKCLR ETACSSPGSIERFFQAE LQICLR CCHPNVL

靶点信息

研究背景	IRAK2 encodes the interleukin-1 receptor-associated kinase 2, one of two putative serine/threonine kinase s that become associated with the interleukin-1 receptor (IL1R) upon stimulation. IRAK2 is reported to par ticipate in the IL1-induced upregulation of NF-kappaB.
基因ID	3656

基因名	IRAK2
Swiss	O43187
别名	IRAK2;IRAK-2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn