

FAM117B Rabbit pAb

货号: B13619

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	29kDa/61kDa
实测分子量	65kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293,Hela
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 293-372 of human FAM117B (NP_775782.2).
序列	SKHSSRHHRDKERQSPFHGNHAAINQCQAPVPKSALIPVIPITKSTGSRFRNSVEGLNQEIEIIIKETGEKEEQ LIPQDI

靶点信息

研究背景	FAM117B (Family With Sequence Similarity 117 Member B) is a Protein Coding gene. Diseases associated with FAM117B include Lateral Sclerosis and Amyotrophic Lateral Sclerosis 2, Juvenile. An important paral og of this gene is GLCCI1.
基因ID	150864
基因名	FAM117B

Swiss	Q6P1L5
别名	FAM117B;ALS2CR13

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn