

OsERECTA Rabbit pAb

货号: B13624

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Oryza sativa
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	107kDa
实测分子量	107kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	stems,spikes
细胞定位	plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsERECTA.
序列	

靶点信息

研究背景	Receptor kinase involved in the regulation of thermotolerance. Functions as positive regulator of heat tolerance. May be involved in the regulation of cell proliferation and cell growth
基因ID	4340427
基因名	
Swiss	Q69SP5

别名	OsERECTA; OsER1
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn