

PRKG1 Rabbit pAb

货号: B13679

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	44kDa/76kDa/77kDa
实测分子量	65kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human PRKG1 (NP_006249.1).
序列	MGTLRDLQYALQEKIEELRQRDALIDELELELDQKDELIQKLQNELDKYRSVIRPATQQAQKQSASTLQGEPRTRQAISAEPTAFDIQDLSHVTLPFYPKSPQSKDLIKEAILDNDFMKNLELSQIQEIVDCMYPVEYGKDSCIIKEGDVGS�VYVMEDGKVEVTKEGVKLCTMGPGKVFGELAILYNCTRTATVKTLNVNKLWAIDRQCFQTIMMRTGLIKHTEYMEFLKSVPFQSLPEEILSKLADVLEETHYENGEYIIRQGARGDTFFIISKGTVNVNVTREDSPEDPVFLRTL

靶点信息

研究背景	Mammals have three different isoforms of cyclic GMP-dependent protein kinase (Ialpha, Ibeta, and II). These PRKG isoforms act as key mediators of the nitric oxide/cGMP signaling pathway and are important components of many signal transduction processes in diverse cell types. This PRKG1 gene on human chromosome 10 encodes the soluble Ialpha and Ibeta isoforms of PRKG by alternative transcript splicing. A separate gene on human chromosome 4, PRKG2, encodes the membrane-bound PRKG isoform II. The PRKG1 proteins play a central role in regulating cardiovascular and neuronal functions in addition to relaxing smooth muscle tone, preventing platelet aggregation, and modulating cell growth. This gene is most strongly expressed in all types of smooth muscle, platelets, cerebellar Purkinje cells, hippocampal neurons, and the lateral amygdala. Isoforms Ialpha and Ibeta have identical cGMP-binding and catalytic domains but differ in their leucine/isoleucine zipper and autoinhibitory sequences and therefore differ in their dimerization substrates and kinase enzyme activity.
基因ID	5592
基因名	PRKG1
Swiss	Q13976
别名	PRKG1;AAT8;PKG;PRKG1B;PRKGR1B;cGK;cGK 1;cGK1;cGKI;cGKI-BETA;cGKI-alpha

产品验证



Western blot analysis of PRKG1 expressed in HepG2 using PRKG1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn