

NINJ1 Rabbit pAb

货号: B13733

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens,Mus musculus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:100 - 1:500
理论分子量	16kDa
实测分子量	18KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	RAW264.7,Rat liver
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NINJ1 (NP_004139.2).
序列	MDSGTEEYELNGGLPPGTPGSPDASPARWGWRHGPINVNHYASKKSAAESMLDIALLMANASQLKAVVEQGSPSFAFYVP LVVLISISLVLQIGVGVLIF

靶点信息

研究背景	The ninjurin protein is upregulated after nerve injury both in dorsal root ganglion neurons and in Schwann cells. It demonstrates properties of a homophilic adhesion molecule and promotes neurite outgrowth from primary cultured dorsal root ganglion neurons.
基因ID	4814

基因名	NINJ1
Swiss	Q92982
别名	NINJ1;NIN1;NINJURIN

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn