

RBM46 Rabbit pAb

货号: B13743

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	IP、IF: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	53kDa/55kDa/60kDa
实测分子量	65KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	PC-3,Rat testis,Rat kidney
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human RBM46 (NP_659416.1).
序列	MNEENIDGTNGCSKVRTGIQNEAALLALMEKTGYNMVQENGQRKFGGPPPGWEGPPPPRGCEVFVGKIPRDMYEDELVP VFERAGKIYEFRLMMEFSGENRGYAFVMTTKEEAQLAIRILNNYEIRPGKFIGVCVSLDN

靶点信息

研究背景	Predicted to enable mRNA binding activity. Predicted to act upstream of or within mRNA stabilization and trophectodermal cell differentiation. Predicted to be active in nucleus.
基因ID	166863
基因名	RBM46

Swiss	Q8TBY0
别名	RBM46;CT68

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn