

SARS-CoV-2 NSP3 Rabbit pAb

货号: B13750

产品信息

反应	SARS-CoV-2
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	IP: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:2000 - 1:6000
理论分子量	
实测分子量	33KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-199 of coronavirus NS P3 (YP_009725299.1).
序列	APTKVTFGDDTVIEVQGYKSVNITFELDERIDKVLNEKCSAYTVELGTEVNEFACVVADAVIKTLQPVSELLTPLGIDLDEWS MATYYLFDESGEFKLASHMYCSFYPPDEDEEEEGDCEEEEFEPSTQYEYGTEDDYQGKPLEFGATSAALQPEEEQEEDWLD DDSQQTVGQQDGSEDNQTTTIQTIVEVQPQLEMELT

靶点信息

研究背景	[Replicase polyprotein 1ab]: Multifunctional protein involved in the transcription and replication of viral R NAs. Contains the proteinases responsible for the cleavages of the polyprotein.
基因ID	43740578

基因名	
Swiss	P0DTD1
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn