

# ZNF76 Rabbit pAb

货号: B13752

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                      |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  | <b>WB:</b> Homo sapiens                                                                              |
| 应用    | <a href="#">WB</a>                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000                                                                            |
| 理论分子量 | 56kDa/61kDa                                                                                          |
| 实测分子量 | 61kDa                                                                                                |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | HeLa,Mouse testis,Rat serum                                                                          |
| 细胞定位  | nucleus                                                                                              |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-170 of human ZNF76 (NP_003418.2). |
| 序列   | HPVAVPSESTILAVQTEVGLEDLAAEDDEGFSADAVVALEQYASKVLHDSQIPRNGKGQQVGDRAFRCGYK                                             |

靶点信息

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 研究背景  | May be involved in transcriptional regulation. |
| 基因ID  | 7629                                           |
| 基因名   | ZNF76                                          |
| Swiss | P36508                                         |

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 别名 | ZNF76;D6S229E;ZNF523;Zfp523 |
|----|-----------------------------|

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)