

MAGOHB Rabbit pAb

货号: B13821

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	17kDa
实测分子量	17kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,PC-12,U-87MG
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-148 of human MAGOH B (NP_060518.1).
序列	MAVASDFYLRYYVGHKGKFGHEFEFRPDGKLRYANNSNYKNDVMIRKEAYVHKSVMEELKRIIDDSEITKEDDALWPP PDRVGRQELEIVIGDEHISFTTSKIGSLIDVNQSKDPEGLRVFYLVQDLKCLVFSLIGLHFKIKPI

靶点信息

研究背景	Required for pre-mRNA splicing as component of the spliceosome. Plays a redundant role with MAGOH in the exon junction complex and in the nonsense-mediated decay (NMD pathway).
基因ID	55110
基因名	MAGOHB

Swiss	Q96A72
别名	MAGOHB;MGN2;mago;magoh

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn