

STAMBPL1 Rabbit pAb

货号: B13848

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	49kDa/52kDa
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat brain
细胞定位	cytosol,endosome
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 120-250 of human STAMBPL1 (NP_065850.1).
序列	ELKNDLLKKYNVEYQEYLSKNKYKAEILKKLEHQRLIEAERKRIAQMRQQLESEQLFFEDQLKKQELARGQMRSQQTS GLSEQIDGSALSCFSTHQNNSLLNVFADQPNKSDATNYASHSPPVNRALT

靶点信息

研究背景	Zinc metalloprotease that specifically cleaves 'Lys-63'-linked polyubiquitin chains. Does not cleave 'Lys-4 8'-linked polyubiquitin chains.
基因ID	57559
基因名	STAMBPL1

Swiss	Q96FJ0
别名	STAMBPL1;ALMalpha;AMSH-FP;AMSH-LP;bA399O19.2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn