

USP3 Rabbit pAb

货号: B13858

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	IF: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	53kDa/58kDa
实测分子量	67kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 321-520 of human USP3 (NP_006528.2).
序列	EVNCLICGTESRKFDPLDLSLDIPSQFRSKRSKNQENGPVCSLRDCLRSFTDLEELDETELYMCHKCKKKQKSTKKFWIQ KLPKVLC LHLKRFHWTAYLRNKVD TYVEFPLRGLDMKCYLLEPENSGPESCLYDLAAVVVHHGSGVGSGHYTAYATHEGR WFHFN DSTVTLTDEETVVKAKAYILFYVEHQAKAGSDKL

靶点信息

研究背景	
基因ID	9960
基因名	USP3

Swiss	Q9Y6I4
别名	USP3;SIH003;UBP

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn