

TBRG4 Rabbit pAb

货号: B13859

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	58kDa/70kDa
实测分子量	80kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	OVCAR3,HT-29,U-251MG,293T,Mouse spleen,Mouse testis,Mouse heart,Mouse kidney,Rat testis
细胞定位	Mitochondrion
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 382-631 of human TBRG4 (NP_004740.2).
序列	HPDQEDQFFSLVHEKLGSELPGLEPALQVDLVWALCVLQQAREAEQAVLHPEFHIQFLGGKSQKDQNTFQKLLHINATALLEYPEYSGPLLPASAVAPGPSALDRKVTPLQKELQETLKGLLGSAADKGSLEVATQYGWVLDAEVLDDSDGEFLPVRDFVAPHLAQPTGSQSPPPGSKRLAFLRWEFPNFSRSKDLLGRFVLARRHIVAAGFLIVDVPFYEWLELKSEWQKGAYLKDKMRKAVAEELAK

靶点信息

研究背景	Plays a role in processing of mitochondrial RNA precursors and in stabilization of a subset of mature mitochondrial RNA species, such as MT-CO1, MT-CO2, MT-CYB, MT-CO3, MT-ND3, MT-ND5 and MT-ATP8/6. May play a role in cell cycle progression.
------	---

基因ID	9238
基因名	TBRG4
Swiss	Q969Z0
别名	TBRG4;CPR2;FASTKD4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn