

NAB1 Rabbit pAb

货号: B13865

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Xenopus laevis
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	51kDa/54kDa
实测分子量	54kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,HeLa
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 278-487 of human NAB 1 (NP_005957.2).
序列	EAAALCVKDNALLTRDELFAARQISREVTYKYTYRTTKSKCGERDELSPKRIKVEDGFDPDFQDSVQTLFQQARAKSEEL AALSSQPEKVMQMEFLCNQAGYERLQHAERRLSAGLYRQSSEEHSPNGLTSDNSDGQGERPLNLRMPNLQNRQPH HFVVDGELSRLYPSEAKSHSSESLGILKDYPHSAFTLEKKVIKTEPEDSR

靶点信息

研究背景	Acts as a transcriptional repressor for zinc finger transcription factors EGR1 and EGR2.
基因ID	4664
基因名	NAB1

Swiss	Q13506
别名	NAB1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn