

# DNTTIP1 Rabbit pAb

货号: B13880

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                      |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  | <b>WB:</b> Mus musculus                                                                              |
| 应用    | <a href="#">WB</a>                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:200 - 1:2000                                                                            |
| 理论分子量 | 37kDa                                                                                                |
| 实测分子量 | 37kDa                                                                                                |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | LO2,Jurkat,HeLa,Mouse thymus,Mouse spleen,Mouse testis                                               |
| 细胞定位  | Nucleus                                                                                              |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-329 of human DNTTIP 1 (NP_443183.1).                                                                                                                                                                                                                                  |
| 序列   | MGATGDAEQPRGPGAERGGLELGDAGAAGQLVLTPWNIKIKHRQVQRRGRRSQMTTSFTDPAISMDLLRAVLQPSI<br>NEEIQTVFNKYMKFFQKAALNVRDNVGEVDAEQLIQEACRSCLEQAKLLFSDGEKVIPRLTHELPGIKRGRQAEEECAHRG<br>SPLPKKRKGRPPGHILSSDRAAAGMVWPKSCEPIRREGPKWDPARLNESTTFVLGSRANKALGMGGTRGRIYIKHPLF<br>KYAADPQDKHWLAEQHHMRATGGKMAYLLIEEDIRDLAASDDYRGCLDLKLEELKSFVLPSPWMVEKMRKYMETLRTENE<br>HRAVEAPPQT |

靶点信息

|      |        |
|------|--------|
| 研究背景 |        |
| 基因ID | 116092 |

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 基因名   | DNTTIP1                           |
| Swiss | Q9H147                            |
| 别名    | DNTTIP1;C20orf167;Tdif1;dj447F3.4 |

产品验证



Western blot analysis of DNTTIP1 expressed in Mouse thymus,LO2,Jurkat using DNTTIP1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)