

UEVLD Rabbit pAb

货号: B13929

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus Co-IP: Mus musculus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	22kDa/24kDa/37kDa/39kDa/42kDa/49kDa/52kDa
实测分子量	52kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,HeLa,K-562,Mouse brain,Mouse lung
细胞定位	extracellular exosome
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-190 of human UEVLD (NP_001284700.1).
序列	KDLLNFTGTIPVMYQGNTYNIPIRFWILDSHPFAPPICFLKPTANMGILVGKHVDAQGRIYLPYLQNWSHPKSVIVGLIKEMIA KFQEELPMYSLSSSDEARQVDLLAYIAKITEGVSDTNSKSWANHENKTVNKITVVGG

靶点信息

研究背景	Possible negative regulator of polyubiquitination.
基因ID	55293
基因名	UEVLD

Swiss	Q8IX04
别名	UEVLD;ATTP;UEV3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn