

CDIP1 Rabbit pAb

货号: B13931

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	13kDa/17kDa/21kDa
实测分子量	22kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart,Rat heart
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human CDIP1 (NP_001185983.1).
序列	YTPGPYPGPGGHATVTLVPSGAATTVTVLQGEIFEGAPVQTVCPHCQQAITTKISYEIGLMNFVLGFFCCFMGCDLGCCCLIPCLINDFKDVTHTCPSCKAY

靶点信息

研究背景	Acts as an important p53/TP53-apoptotic effector. Regulates TNF-alpha-mediated apoptosis in a p53/TP53-dependent manner.
基因ID	29965
基因名	CDIP1

Swiss	Q9H305
别名	CDIP1;C16orf5;CDIP;I1;LITAFL

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn