

SLC47A1 Rabbit pAb

货号: B13964

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Rattus norvegicus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	31kDa/61kDa/63kDa
实测分子量	62kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat liver
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 460-550 of human SLC47A1 (NP_060712.2).
序列	LNWKKACQQAQVHANLKVNNVPRSGNSALPQDPLHPGCPENLEGILTNDVGKTGEPQSDQQMRQEEPLPEHPQDGAKLSRKQLVLRGLLL

靶点信息

研究背景	This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. It encodes a protein of unknown function.
基因ID	55244
基因名	SLC47A1

Swiss	Q96FL8
别名	SLC47A1;MATE1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn