

NDUFA4L2 Rabbit pAb

货号: B13977

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	9kDa
实测分子量	12kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,Jurkat,HepG2,HeLa,Mouse brain,Mouse kidney,Rat brain
细胞定位	mitochondrial respiratory chain complex IV
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-87 of human NDUFA4 L2 (NP_064527.1).
序列	MAGASLGARFYRQIKRHPGIIPMIGLICLGMGSAALYLLRLALRSPDVCWDRKNNPEPWNRLSPNDQYKFLAVSTDYKKLK KDRPDF

靶点信息

研究背景	Predicted to be integral component of membrane. Predicted to be part of mitochondrial respiratory chain complex IV.
基因ID	56901

基因名	NDUFA4L2
Swiss	Q9NRX3
别名	NDUFA4L2;NUOMS;NDUFA4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn