

ACTR6 Rabbit pAb

货号: B14051

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	21kDa/45kDa
实测分子量	46kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,NIH/3T3,Mouse thymus,Rat thymus
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus,cytoskeleton
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 237-396 of human ACTR 6 (NP_071941.1).
序列	VLPDFSTIKKGFKPREEMVLSGKYKSGEQILRLANERFAVPEILFNPSDIGIQEMGIPEAIVYSIQNLPEEMQPHFFKNIVLTG GNSLFPGFRDRVYSEVRCLTPTDYDVSVVLPENPITYAWEGGKLISENDDFEDMVVTREDYEENGHSVCEEKFDI

靶点信息

研究背景	Predicted to enable nucleosome binding activity. Predicted to be involved in histone exchange. Predicted to be located in nucleus. Predicted to be part of Swr1 complex.
基因ID	64431
基因名	ACTR6

Swiss	Q9GZN1
别名	ACTR6;ARP6;CDA12;HSPC281;MSTP136;hARP6;hARPX

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn