

FCER1G Rabbit pAb

货号: B14078

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus IHC: Mus musculus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:1000 - 1:2000
理论分子量	9kDa
实测分子量	12kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse spleen
细胞定位	Cell membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 19-86 of human FCER1G (NP_004097.1).
序列	LGEPQLCYILDAILFLYGIVLTLLYCRLKIQVRKAAITSYEKSDGVYTGLSTRNQETYETLKHEKPPQ

靶点信息

研究背景	The high affinity IgE receptor is a key molecule involved in allergic reactions. It is a tetramer composed of 1 alpha, 1 beta, and 2 gamma chains. The gamma chains are also subunits of other Fc receptors.
基因ID	2207
基因名	FCER1G

Swiss	P30273
别名	FCER1G;FCRG

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn