

# FAM46A Rabbit pAb

货号: B14085

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse                                                                                          |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  | <b>WB:</b> Homo sapiens                                                                              |
| 应用    | <a href="#">WB</a>                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000                                                                            |
| 理论分子量 | 49kDa/51kDa                                                                                          |
| 实测分子量 | 50kDa                                                                                                |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | HT-29,A-431,SW480,SW620,A375,Mouse eye,Mouse small intestine                                         |
| 细胞定位  | cytoplasm                                                                                            |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-400 of human FAM 46A (NP_060103.2).                                                                                                                   |
| 序列   | PLTLKEAYVQKMVKVCNDSDRWSLISLSNNSGKNVELKFVDSLRRQFEFSVDSFQIKLDSLLLFYECSENPMTETFHPTIIG<br>ESVYGDFQEAFDHLCKIIATRNPEEIRGGGLLKYCNULLVRGFRPASDEIKTLQRYMCSRFFIDFSDIGEQQRKLESYLQNHF<br>VGLED RKYEYLMTLHG VVNESTVCLMGHERRQTLNLITMLAIRVLADQNVIPNVAN |

靶点信息

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | Probable nucleotidyltransferase that may act as a non-canonical poly(A RNA polymerase. |
| 基因ID | 55603                                                                                  |
| 基因名  | FAM46A                                                                                 |

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Swiss | Q96IP4               |
| 别名    | FAM46A;C6orf37;XTP11 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)