

# HEL308 Rabbit pAb

货号: B14091

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                      |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  | <b>IHC:</b> Homo sapiens                                                                             |
| 应用    | <a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a>                                                               |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:1000 - 1:3000<br><b>IHC:</b> 1:50 - 1:200                                               |
| 理论分子量 | 15kDa/28kDa/35kDa/124kDa                                                                             |
| 实测分子量 | 124kDa                                                                                               |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | 293T,LO2,HeLa,Raji,Mouse testis                                                                      |
| 细胞定位  | nucleus                                                                                              |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human HEL308 (NP_598375.2).                                                                                                                                                                            |
| 序列   | MDECGSRIRRRVSLPKRNRPSLGCIFGAPTAAELEPGDEGKEEEEEMVAENRRRKTAGVLPVEVQPLLLSDSPECLVLGGGD<br>TNPDLLRHMPPTDRGVGDQPNDSEVDMFGDYDSFTENSFIAQVDDLEQKYMQLPEHKKHATDFATENLCSESIKNKLSITT<br>IGNLTELTQTDKHTENQSGYEGVTIEPGADLLYDVPSSQAIYFENLQNSSNDLGDHSMKERDWKSSSHNTVNEELPHNCIE<br>QPQNDESSSKVRTSSDMNRRRSIKDHLLK |

靶点信息

|      |        |
|------|--------|
| 研究背景 |        |
| 基因ID | 113510 |

|       |             |
|-------|-------------|
| 基因名   | HELQ        |
| Swiss | Q8TDG4      |
| 别名    | HELQ;HEL308 |

产品验证



Western blot analysis of HEL308 expressed in Mouse testis,293T,LO2 using HEL308 Rabbit pAb at 1:100 0. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blo cking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)