

ZC3H12A Rabbit pAb

货号: B14092

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Sus scrofa
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:1000 - 1:3000
理论分子量	65kDa
实测分子量	66kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,Raji,Jurkat
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human ZC3H12A (NP_079355.2).
序列	MSGPCGEKPVLEASPTMSLWEFEDSHSRQGTPRPGQELAAEEASALELQMKVDFFRKLGYSSTEIHSVLQKLGVQADTN TVLGELVKHGTATERERQTSPDPCPQLPLVPRGGGTPKAPNLEPPLPEEEKEGSDLRPVVI

靶点信息

研究背景	
基因ID	80149
基因名	ZC3H12A

Swiss	Q5D1E8
别名	ZC3H12A;MCPIP;MCPIP-1;MCPIP1;Reg1;dj423B22.1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn