

SPRR3 Rabbit pAb

货号: B14136

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	18kDa
实测分子量	26kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Rat liver
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-70 of human SPRR3 (NP_005407.1).
序列	MSSYQQKQTFTPPPQLQQQVKQPSQPPPQEIVPTTKEPCHSKVPQPGNTKIPEPGCTKVPEPGCTKVP

靶点信息

研究背景	Cross-linked envelope protein of keratinocytes.
基因ID	6707
基因名	SPRR3

Swiss	Q9UBC9
别名	SPRR3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn