

ZSCAN4 Rabbit pAb

货号: B14144

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens IHC: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	48kDa
实测分子量	57KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T-ZSCAN4
细胞定位	Chromosome,Nucleus,telomere
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-310 of human ZSCAN 4 (NP_689890.1).
序列	MALDLRTIFQCEPSENNLGSENSAFQQSQGPAVQREEGISEFSRMVLNSFQDSNNSYARQELQRLYRIFHSWLQPEKHSK DEIISLLVLEQFMIGGHHCNDKASVKEKWKSSGKNLERFIEDLTDD SINPPALVHVHMQQQEALFSEDMPLRDVIVHLTKQV NAQTTREANMGTPSQTSQDTSLETGGQGYEDEQDGNSSSKTTRVNENITNQGNQIVSLIIIQEENGPRPEEGGVSSDNP YNSKRAELVTARSQEGSINGITFQGVPMVMGAGCISQPEQSSPESALTHQSNEGNSTCEVHQKGS HGVQK

靶点信息

研究背景	The ZSCAN4 gene encodes a protein involved in telomere maintenance and with a key role in the critical feature of mouse embryonic stem (ES) cells, namely, defying cellular senescence and maintaining normal karyotype for many cell divisions in culture (Zalzman et al., 2010 [PubMed 20336070]).
------	--

基因ID	201516
基因名	ZSCAN4
Swiss	Q8NAM6
别名	ZSCAN4;ZNF494

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn