

TAS1R2 Rabbit pAb

货号: B14388

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Rattus norvegicus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	95kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,HeLa,293T
细胞定位	plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 450-550 of human TAS1R2 (NP_689418.2).
序列	IVQWQWDRSQNPFSVASYYPLQRQLKNIQDISWHTINNTIPMSMCSKRCQSGQKKKPVGIHVCCFECIDCLPGTFLNHT EDEYECQACPNNEWSYQSETS

靶点信息

研究背景	Putative taste receptor. TAS1R2/TAS1R3 recognizes diverse natural and synthetic sweeteners.
基因ID	80834
基因名	TAS1R2

Swiss	Q8TE23
别名	TAS1R2;GPR71;T1R2;TR2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn