

MOBP Rabbit pAb

货号: **B14397**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	9kDa/20kDa/23kDa
实测分子量	59kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis,Rat testis
细胞定位	Cytoplasm,perinuclear region
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-70 of human MOBP (N P_891980.1).
序列	MSQKPAKEGPRLSKNQKYSEHFSIHCCPPFTFLNSKKEIVDRKYSICKSGCFYQKKEEDWICACQKTRL

靶点信息

研究背景	May play a role in compacting or stabilizing the myelin sheath, possibly by binding the negatively charge d acidic phospholipids of the cytoplasmic membrane.
基因ID	4336
基因名	MOBP

Swiss	Q13875
别名	MOBP

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn