

MON1B Rabbit pAb

货号: B14428

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	59kDa
实测分子量	59kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG
细胞定位	cytoplasm,Mon1-Ccz1 complex
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 481-547 of human MON 1B (NP_055755.1).
序列	WVTSKFELYTCLSPLVTKAGAILVVTKLLRWVKKEEDRLFIRYPPKYSTPPATSTDQAAHNGLFTGL

靶点信息

研究背景	Involved in early viral transcription and late viral transcription. Located in cytoplasm. Part of Mon1-Ccz1 complex.
基因ID	22879
基因名	MON1B

Swiss	Q7L1V2
别名	HSRG1;SAND2;SRG1;MON1B

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn