

MIB2 Rabbit pAb

货号: B14436

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	Co-IP: Mus musculus
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	110kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,BxPC-3,U-87MG,Mouse lung,Mouse testis,Mouse brain,Rat brain,Rat testis
细胞定位	cytoplasm,cytosol,endosome
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 300-580 of human MIB2 (NP_001164158.1).
序列	ASVTWADGTTNVYRVGHKGKVDLKCVGGEAAGGFYYKDHLPRLGKPAELQRRVSADSQPFQHGDKVKCLLDTDVLREM QEGHGGWNPRMAEFIGQTGTVHRITDRGDVRVQFNHETRWTFHGALTKHHSFWVGDVVRVIGDLDTVKRLQAGHGE WTDDMAPALGRVGKVVKVFVDGNLRVAVAGQRWTFSPSCLVAYRPEEDANLDAERARENKSSLSVALDKLRAQKSDP EHPGRLVVEVALGNAARALDLLRRRPEQVDTKNQGRTALQVAAYLGQVE

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is an E3 ubiquitin protein ligase that mediates ubiquitination of proteins in the Notch signaling pathway. The encoded protein may be a suppressor of melanoma invasion. [provided by RefSeq, Mar 2017]
------	--

基因ID	142678
基因名	MIB2
Swiss	Q96AX9
别名	ZZANK1;ZZZ5;MIB2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn