

ZDHHC5 Rabbit pAb

货号: B14466

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	71kDa/77kDa
实测分子量	78kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG
细胞定位	dendrite,GABA-ergic synapse,glutamatergic synapse,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 130-230 of human ZDHHC5 (NP_056272.2).
序列	FDHHC PWVNNCIGRRNYRYFFLLSLTAHIMGVFGFGLLYVLYHIEELSGVRTAVTMVMCVAGLFFIPVAGLTGFHVVLVARGRTTNEQVTGKFRGGVN

靶点信息

研究背景	Palmitoyltransferase that catalyzes the addition of palmitate onto various protein substrates and is involved in a variety of cellular processes. Palmitoylates the G-protein coupled receptor SSTR5 and for FLOT2.
基因ID	25921
基因名	ZDHHC5

Swiss	Q9C0B5
别名	DHHC5;ZNF375;ZDHHC5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn