

POU3F1 Rabbit pAb

货号: B14483

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: mouse
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	45kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human POU3F1 (NP_002690.3).
序列	MATTAQYLPRGPGGGAGGTGPLMHPDAAAAAAAAAAAAERLHAGAAYREVQKLMHHEWLGAGAGHPVGLAHPQWLPT GGGGGGDWAGGPHLEHGKAGGGGTGRADDGGGGGGGFHARLVHQGAAHAGAAWAQGSTAHHLGPMSPSPGASG GHQPQLGLYAQAAYPGGGGGLAGMLAAGGGGAGPGLHHALHEDGHEAQLPSPPPHLGAHGHAHGHAHAGGLHA AAHLHPGAGGGGSSVGEHSDAPSSDDLEQFAK

靶点信息

研究背景	
基因ID	5453
基因名	POU3F1

Swiss	Q03052
别名	OCT6;OTF6;SCIP;POU3F1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn