

RAB1B Rabbit pAb

货号: B14517

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	RIP: Homo sapiens
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	22kDa
实测分子量	22KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cytoplasm,Cytoplasmic side,Lipid-anchor,Membrane,Preautophagosomal structure membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 7-201 of human RAB1B (NP_112243.1).
序列	YLFKLLIGDSGVGKSCLLRFADDTYTESYISTIGVDFKIRTIELDGKTIKLQIWDTAGQERFRTITSSYYRGAHGIIVVDVT DQESYANVKQWLQEIDRYASENVNKLVLGNKSDLTTKKVVDNTTAKFADSLGIPFLETSAKNATNVEQAFMTMAAEIKK RMGPGAASGGERPNLKIDSTPVKPAGGGCC

靶点信息

研究背景	
基因ID	81876
基因名	RAB1B

Swiss	Q9H0U4
别名	RAB1B

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn