

BTBD9 Rabbit pAb

货号: B14524

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	70kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,U-251MG,SH-SY5Y
细胞定位	cytoplasm,glutamatergic synapse
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 283-582 of human BTB D9 (AAI01358.1).
序列	RDSRSYSYFIEVSMDELDWVRVIDHSQYLCRSWQKLYFPARVCSGDGVSLWCPLWSRTPELKQSSLLGLPKCRYIRIVGT HNTVNIKIFHIVAFECMFTNKTFTLEKGLIVPMENVATIADCASVIEGVSRSRNALLNGDTKNYDWDSGYTCHQLGSGAIVV QLAQPYMIGSIRLLLWDCDDRSYSYYVEVSTNQQQWTMVADRTKVSCSWQSVTFERQPASFIRIVGTHNTANEVFHCV HFECPEQQSSQKEENSEESGTGDTSLAGQQLDSHALRAPSGSSLPSSPGSNSRSPNRQHQ

靶点信息

研究背景	
基因ID	114781
基因名	BTBD9

Swiss	Q96Q07
别名	dj322l12.1;BTBD9

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn